



## Run Summary



<b>Addressable Wells</b>	<b>148,155,732</b>	
With ISPs	127,016,538	85.7%
Live	127,009,111	100.0%
Test Fragment	1,850,137	01.5%
Library	125,158,974	98.5%
<b>Library ISPs</b>	<b>125,158,974</b>	
Filtered: Polyclonal	42,050,438	33.6%
Filtered: Low Quality	21,762,964	17.4%
Filtered: Adapter Dimer	32,980	00.0%
<b>Final Library ISPs</b>	<b>62,541,139</b>	<b>50.0%</b>



Barcode Name	Sample	Bases	$\geq Q20$	Reads	Mean Read Length
No barcode	none	572,051,009	306,801,369	11,575,928	49 bp
IonXpress_017	Ion_17	168,408,649	155,840,923	2,685,170	63 bp
IonXpress_018	Ion_18	83,178,972	75,556,892	1,329,155	63 bp
IonXpress_019	Ion_19	74,684,422	68,942,159	1,192,876	63 bp
IonXpress_020	Ion_20	51,649,598	47,082,377	834,950	62 bp
IonXpress_021	Ion_21	48,004,254	44,541,997	759,939	63 bp
IonXpress_022	Ion_22	44,037,766	40,323,374	708,423	62 bp
IonXpress_023	Ion_23	124,770,637	115,495,772	1,981,093	63 bp
IonXpress_024	Ion_24	55,453,464	51,430,242	884,029	63 bp
IonXpress_025	Ion_25	74,626,974	68,527,844	1,194,568	62 bp
IonXpress_026	Ion_26	57,710,911	52,743,569	935,294	62 bp
IonXpress_027	Ion_27	348,598,505	316,154,811	5,665,790	62 bp

Run Report for  
Auto\_sn247770187\_sn247770187-194-BoteroExperimentalEvolution001A\_HCT\_260

---


IonXpress_028	Ion_28	310,687,276	291,336,489	4,883,311	64 bp
IonXpress_029	Ion_29	342,739,181	312,566,751	5,521,884	62 bp
IonXpress_030	Ion_30	307,433,943	287,247,974	4,823,959	64 bp
IonXpress_031	Ion_31	386,865,920	352,446,273	6,240,914	62 bp
IonXpress_032	Ion_32	323,314,694	297,949,594	5,204,486	62 bp
IonXpress_033	Ion_33	45,674,221	42,457,216	720,460	63 bp
IonXpress_034	Ion_34	42,187,531	39,018,398	667,799	63 bp
IonXpress_035	Ion_35	41,785,991	38,624,004	658,010	64 bp
IonXpress_036	Ion_36	56,545,293	51,961,563	900,993	63 bp
IonXpress_037	Ion_37	48,330,397	44,767,859	764,840	63 bp
IonXpress_038	Ion_38	41,921,338	38,974,580	659,324	64 bp
IonXpress_039	Ion_39	53,816,377	49,446,559	869,506	62 bp
IonXpress_040	Ion_40	54,865,558	50,377,066	876,107	63 bp

---

Test Fragment	Reads	Percent 50AQ17	Read Length Histogram
<b>TF_C</b>	<b>1,292,680</b>	<b>93%</b>	
<b>TF_1</b>	<b>524,831</b>	<b>87%</b>	

---

Alignment Summary (*aligned to* )



Run Report for  
Auto\_sn247770187\_sn247770187-194-BoteroExperimentalEvolution001A\_HCT\_260

---

Filtered\_Alignments\_Q10.png

Filtered\_Alignments\_Q17.png

Filtered\_Alignments\_Q20.png

Filtered\_Alignments\_Q47.png

## Analysis Details

<b>Run Name</b>	R_2016_11_04_12_34_20_sn247770187_sn247770187-194-BoteroExperimentalEvolution001A_HCT
<b>Run Date</b>	Nov. 4, 2016, 12:36 p.m.
<b>Run Flows</b>	520
<b>Projects</b>	BoteroExperimentalEvolution
<b>Sample</b>	Ion_25, Ion_28, Ion_29, Ion_17, Ion_24, Ion_22, Ion_23, Ion_20, Ion_21, Ion_19, Ion_18, Ion_40, Ion_31, Ion_30, Ion_33, Ion_32, Ion_35, Ion_34, Ion_37, Ion_36, Ion_39, Ion_38, Ion_26, Ion_27
<b>Reference</b>	
<b>Instrument</b>	sn247770187
<b>Flow Order</b>	TACGTACGTCTGAGCATCGATCGATGTACAGC
<b>Library Key</b>	TCAG
<b>TF Key</b>	ATCG
<b>Chip ID</b>	DACD06132
<b>Chip Check</b>	Passed
<b>Chip Type</b>	P1.1.17
<b>Chip Data</b>	tiled
<b>Barcode Set</b>	IonXpress
<b>Analysis Name</b>	Auto_sn247770187_sn247770187-194-BoteroExperimentalEvolution001A_HCT_260
<b>Analysis Date</b>	Nov. 4, 2016, 9:14 p.m.
<b>Analysis Flows</b>	0
<b>runID</b>	QPLRU
<b>BeadFind Args</b>	justBeadFind -beadfind-minlivesnr 3 -region-size=216,224 -total-timeout 600
<b>Analysis Args</b>	Analysis -from-beadfind -clonal-filter-bkgmodel true -region-size=216,224 -bkg-bfmask-update false -gpuWorkLoad 1 -total-timeout 600 -gopt /opt/ion/config/gopt <sub>p1.1.17</sub> <i>ampliseq_xome.param.json</i> -mixed -first -flow12 -mixed -last -flow120
<b>Pre-BaseCaller Args for calibration</b>	BaseCaller -barcode-filter 0.01 -barcode-filter-minreads 10 -phasing-residual-filter=2.0 -max-phasing-levels 2
<b>Calibration Args</b>	Calibration
<b>BaseCaller Args</b>	BaseCaller -barcode-filter 0.01 -barcode-filter-minreads 10 -phasing-residual-filter=2.0 -num-unfiltered 1000 -barcode-filter-postpone 1
<b>Alignment Args</b>	tmap mapall ... stage1 map4
<b>IonStats Args</b>	ionstats alignment
<b>Analysis Parameters</b>	custom

## Chef Summary

### Chef Template Prep Information:

<b>Chef Last Updated</b>	Nov. 4, 2016, 9:46 a.m.
<b>Chef Instrument Name</b>	CHEF00781
<b>Sample Position</b>	2
<b>Tip Rack Barcode</b>	4580500A3
<b>Chip Type 1</b>	P1v3
<b>Chip Type 2</b>	P1v3
<b>Chip Expiration 1</b>	Apr2017
<b>Chip Expiration 2</b>	Apr2017
<b>Templating Kit Type</b>	Ion PI Hi-Q Chef Kit
<b>Reagent Expiration</b>	42721
<b>Reagent Lot Number</b>	1742721
<b>Reagent Part Number</b>	A27284C
<b>Solution Lot Number</b>	1715371
<b>Solution Part Number</b>	A27282C
<b>Solution Expiration</b>	15371
<b>Chef Script Version</b>	263
<b>Chef Package Version</b>	IC.5.0.1

## Software Version

<b>Torrent_Suite</b>	5.0.4
<b>host</b>	3YCZK02
<b>ion-analysis</b>	5.0.13-1
<b>ion-chefupdates</b>	5.0.3
<b>ion-dbreports</b>	5.0.33-1
<b>ion-gpu</b>	5.0.0-1
<b>ion-pipeline</b>	5.0.16-1
<b>ion-plugins</b>	5.0.28-1
<b>ion-protonupdates</b>	5.0.3
<b>ion-torrentr</b>	5.0.0-1
<b>Script</b>	2.1.33
<b>LiveView</b>	2045
<b>DataCollect</b>	3220
<b>OIA</b>	5002
<b>OS</b>	30
<b>Graphics</b>	52
<b>Ion_Chef</b>	IC.5.0.1